

Ringgröße messen

Um festzustellen, welche Ringgröße die richtige für Sie ist, wählen Sie bitte aus den folgenden Messhilfen.

1 Multisizer, nur 1 EUR versandkostenfrei



Mit dem Multisizer sind Sie auf der sicheren Seite.

[Bestellen Sie hier für nur 1 EUR versandkostenfrei.](#)

Der Multisizer legt sich wie ein Gürtel um Ihren Finger. Wenn er bequem sitzt, lesen Sie einfach die Ringgröße durch die Lupe ab.

Sie möchten sofort messen?


Dann drucken Sie dieses PDF in Originalgröße DIN A4 aus! (Druckereinstellung „Keine Seitenanpassung“)

Zur Überprüfung können Sie diese Linie messen, sie muss genau 5 cm lang sein:

0 cm 5 cm

2 Ringschablone aus Papier

Schneiden Sie eine Reihe der Kreise aus, falten das Blatt an der gepunkteten Linie und schneiden die Halbkreise aus. Probieren Sie nun aus, welche Größe am besten an Ihren Finger passt.



3 Passender Ring und Ringschablone

Legen Sie einen Ihrer gut passenden Ringe auf die Kreise und vergleichen Sie die Größe.

Die Außenlinie des Kreises sollte exakt an der Innenkante des Ringes liegen.

4 Ringmaß aus Papier

Zuerst schneiden Sie das Ringmaß grob aus, falten das Blatt an der gepunkteten Linie und schneiden das Ringmaß dann entlang der gestrichelten Linie aus. Nach dem Auffalten stecken Sie die Lasche vor dem Pfeil durch den eingeschnittenen Schlitz. Beim Messen darf das Maß nicht zu eng anliegen. Der Pfeil zeigt auf Ihre Ringgröße.

